



Test au SYNACTHENE IMMEDIAT

BUT : Recherche d'une insuffisance surrénalienne.
Recherche d'un bloc enzymatique surrénalien

REALISATION :

Vérifier l'absence de prise de contraceptif oral et noter la date des dernières règles.
S'assurer de l'absence de prise d'hydrocortisone (ou autre glucocorticoïde) dans les 12 h précédant le test.

Si prise d'anticoagulants, faire le test en IV.

Patient à jeun, au repos, allongé pendant la durée du test.

Test à réaliser entre 8h et 9h.

PROTOCOLE

A 08 h : T 0 CORTISOLEMIE 1 tube sec avec gel 5ml, bouchon rouge foncé

Si précisé : 17 OH PROGESTERONE 1 tube sec avec gel 5ml, bouchon rouge foncé
17 OH PPREGNENOLONE 1 tube sec avec gel 5ml, bouchon rouge foncé

Puis Injection en **IM** (intra musculaire) de 1 ampoule de **Synacthène Immédiat** à 0.25 mg.

A 09h : T 60mn CORTISOLEMIE 1 tube sec avec gel 5ml, bouchon rouge foncé

Si précisé : 17 OH PROGESTERONE 1 tube sec avec gel 5ml, bouchon rouge foncé
17 OH PPREGNENOLONE 1 tube sec avec gel 5ml, bouchon rouge foncé

Indiquer sur le / ou les tubes : **T0** ou **T60**